



IJS™ – Sistema per gomito

ISTRUZIONI PER L'USO

R_x: uso riservato esclusivamente ai medici. Attenzione: la legge federale USA limita la vendita di questo dispositivo ai medici o dietro prescrizione medica.

La mancata osservanza delle istruzioni può causare danni al paziente.

Il presente foglio illustrativo ha lo scopo di fornire le istruzioni per l'uso del sistema di stabilizzazione articolare interna per gomito e non costituisce un riferimento alle tecniche chirurgiche.

Descrizione

Il sistema di stabilizzazione articolare interna del gomito (sistema IJS-E) fornisce stabilità sottocutanea temporanea tra l'omero distale e l'ulna prossimale in pazienti con instabilità del gomito, consentendo una mobilizzazione attiva precoce e la funzionalità del gomito.

Il costruito IJS-E è composto da una placca di base, una barra di connessione e un braccio, tenuti insieme da giunti di bloccaggio regolabili e viti bloccanti, consentendo molteplici gradi di mobilità. Progettata per un'applicazione universale, la placca di base può essere fissata all'ulna sinistra o destra utilizzando viti poliassiali non bloccanti da 3,5 mm. Il braccio viene quindi fissato all'omero distale in corrispondenza dell'asse di rotazione, utilizzando perni d'asse della misura appropriata.

La strumentazione include guide per asse del gomito in tre misure, vari calibri e altre guide e punte da trapano specifiche del sistema che consentono al chirurgo di identificare l'asse di rotazione dell'omero distale e di posizionare in modo ottimale il dispositivo in base al morfotipo del paziente.

Il sistema IJS-E è composto da:

- Una struttura universale in titanio IJS-E
- Perni d'asse omerali in CoCr di varie dimensioni
- Fili di Kirschner in acciaio inossidabile (fili guida) per un allineamento ottimale della protesi (da non impiantare)
- Strumentario specifico per il sistema

Indicazioni

Il sistema IJS-E è previsto per fornire la stabilizzazione temporanea dell'articolazione del gomito dopo un trauma o una lussazione cronica del gomito.

Controindicazioni

Il sistema IJS-E non deve essere utilizzato in presenza di una delle seguenti condizioni: infezione in atto o latente, sepsi, quantità o qualità insufficiente del tessuto osseo (perdita ossea superiore al 30% dell'articolazione totale o con coinvolgimento dell'intera colonna dell'omero distale, perdita di osso coronoide del 50% o più) e/o dei tessuti molli, sensibilità ai materiali oppure in caso di pazienti che non sono disposti o non sono in grado di attenersi alle istruzioni riguardanti il decorso postoperatorio. Il sistema IJS-E non deve essere utilizzato in pazienti pediatrici o pazienti con placche di crescita aperte.

△ Avvertenze e precauzioni

- Le viti bloccanti del costruito e il perno d'asse devono essere installati e serrati a fondo per garantire che il costruito mantenga il posizionamento e gli angoli stabiliti in sede intraoperatoria. Se le viti bloccanti o il perno d'asse non sono fissati e/o completamente serrati, il costruito potrebbe allentarsi, spostarsi e/o disassemblarsi in sede sottocutanea.
- Tutte le viti da 3,5 mm devono essere serrate a fondo nella placca e il perno d'asse deve essere fissato perfettamente al braccio, per mantenere l'integrità e la resistenza del costruito finito. Le viti o il perno d'asse allentati o non allineati possono causare irritazione dei tessuti molli oppure l'insuccesso del dispositivo o del trattamento.
- Se l'estremità prossimale della barra di connessione risulta sporgente, sarà necessario tagliarla al livello in cui fuoriesce dal giunto di bloccaggio viola. Il mancato taglio alla lunghezza corretta può causare irritazione dei tessuti molli.
- Indossare protezioni per gli occhi durante il taglio del braccio di connessione per evitare lesioni.
- Assicurarsi che sia disponibile uno spazio sufficiente per l'applicazione corretta del sistema IJS-E quando viene utilizzato insieme ad altri impianti, al fine di evitare interferenze. L'interferenza con altre protesi può portare all'insuccesso del sistema IJS-E o a complicanze postoperatorie.
- È previsto che il costruito IJS-E sia espantato quando la guarigione tissutale si dimostra sufficiente per la stabilità articolare.
- Errori di posizionamento, inserimento, allineamento o fissazione del costruito IJS-E possono dar luogo a sollecitazioni inconsuete che potrebbero comportare una successiva riduzione della vita utile dei componenti, il cedimento del costruito, complicanze postoperatorie o l'inefficacia del trattamento.
- Per un uso sicuro ed efficace dell'impianto, il chirurgo deve avere una padronanza completa della tecnica chirurgica in relazione al dispositivo, all'impianto e al relativo strumentario. Un inserimento scorretto del dispositivo durante l'impianto potrebbe inoltre aumentare le probabilità di mobilizzazione, migrazione e insuccesso del dispositivo o del trattamento.
- Il dispositivo non è destinato a sopportare sollecitazioni di carico interno o esterno, né un'attività fisica eccessiva. Può verificarsi la mobilizzazione o la rottura del dispositivo quando l'impianto viene sottoposto a un carico eccessivo durante la guarigione dei tessuti molli o quando la guarigione è ritardata.
- Le informazioni contenute in questo documento devono essere rese note al paziente.
- Un potenziale insuccesso del costruito IJS-E — rappresentato ad esempio da fratture ossee da stress, mobilizzazione del costruito, instabilità, ritardata guarigione dei tessuti molli, irritazione dei tessuti molli o guarigione incompleta — può verificarsi in conseguenza della mancata osservanza della riabilitazione postoperatoria, di attività eccessive del gomito o di sovraccarico del costruito.
- È necessario avvertire il paziente, preferibilmente per iscritto, sull'uso, i limiti e i possibili effetti avversi di questo dispositivo, ivi compresa l'eventualità di insuccesso del dispositivo o del trattamento come conseguenza di fissazione inadeguata e/o mobilizzazione, sollecitazioni, attività eccessiva oppure carico interno o esterno; e l'eventualità di danni ai tessuti molli o nervosi correlati al trauma chirurgico o alla presenza del dispositivo.
- Il paziente deve essere informato circa l'importanza di seguire la riabilitazione postoperatoria prescritta, in modo da comprendere perfettamente le eventuali limitazioni delle attività della vita quotidiana. Il paziente deve essere avvertito della possibilità di un insuccesso dell'impianto o del trattamento in caso di mancata osservanza delle istruzioni riguardanti il decorso postoperatorio.
- Proteggere i componenti impiantabili del sistema IJS-E da graffi o scalfitture. Una tale concentrazione di sollecitazioni può portare all'insuccesso dell'impianto.
- Prima di utilizzare il sistema IJS-E, ispezionare tutti gli impianti e gli strumenti per escludere la presenza di usura, deformazione e danni fisici. In presenza di segni di usura, deformazione o danno fisico, NON utilizzare e rivolgersi al rappresentante Skeletal Dynamics di zona oppure all'Assistenza clienti di Skeletal Dynamics.
- NON riutilizzare i componenti impiantabili del sistema IJS-E. Il riutilizzo può compromettere l'integrità strutturale dei componenti dell'insieme della placca di base e delle viti e/o causarne il cedimento, con il rischio di lesioni al paziente.
- NON impiantare in modo permanente i fili di Kirschner; sono destinati all'uso per il corretto allineamento del costruito del sistema IJS-E.
- NON utilizzare insieme componenti d'impianto di fabbricanti diversi per motivi metallurgici, biomeccanici e funzionali.

- NON usare perni/viti di lunghezza eccessiva che sporgano attraverso la corticale distale, in quanto ciò può causare l'irritazione dei tessuti molli.
- La sicurezza e la compatibilità del sistema IJS-E in ambiente RM non sono state valutate, né il dispositivo è stato testato per il riscaldamento, la migrazione o gli artefatti d'immagine in ambiente RM. La sicurezza del sistema IJS-E in ambiente RM non è nota. Se sottoposto a un esame RM, un paziente nel quale sia stato impiantato questo dispositivo potrebbe subire lesioni.
- I benefici della chirurgia implantologica potrebbero non soddisfare le aspettative del paziente o potrebbero deteriorarsi nel tempo, richiedendo un intervento di revisione per la sostituzione dell'impianto originale o l'esecuzione di procedure alternative.
- Il sistema IJS-E non è stato valutato in pazienti con instabilità secondaria al rilascio chirurgico di tessuto molle.
- Per mantenere la tracciabilità dei componenti del sistema IJS-E, dopo l'impianto è necessario registrare ciascuno dei rispettivi numeri di LOTTO dei componenti nella cartella clinica del paziente.
- Il sistema IJS-E di Skeletal Dynamics deve essere usato esclusivamente con strumenti, impianti e accessori Skeletal Dynamics.
- L'uso di utensili elettrici per l'installazione di viti e perni non è consigliato, in quanto può causare la spanatura e danni alle viti e/o alle placche.
- Prestare attenzione a non inserire viti nell'articolazione.
- Smaltire impianti e strumenti contaminati secondo le linee guida e i protocolli in vigore presso la struttura sanitaria di riferimento.
- La precisione dei calibri di profondità è di ± 1 mm.
- Prestare la dovuta attenzione per evitare interferenze a pacemaker durante l'uso di elettrocauteri o trapani non certificati.
- Richiedere immediatamente assistenza medica in caso di malfunzionamento dell'impianto.
- NON violare la corticale mediale dell'omero distale con il filo di Kirschner da 1,5 mm (filo guida), in quanto ciò potrebbe causare lesioni ai nervi.
- Quando si fora la placca di base, fare attenzione a evitare di forare le superfici articolari.

Potenziali eventi avversi

Di seguito sono riportati i potenziali rischi associati all'intervento chirurgico di stabilizzazione dell'articolazione del gomito: danni ai nervi o ai vasi derivanti da perforazione o inserimento di viti e perni, infezione, edema o gonfiore, contratture articolari, riduzione o perdita della mobilità, lussazione, mancato mantenimento della riduzione dell'articolazione del gomito, mobilizzazione o migrazione degli impianti, rigidità del gomito, frattura ossea attraverso i fori ossei, sensibilità al materiale, perforazione ossea intraoperatoria.



⚠ Informazioni sulla sicurezza RM

Una persona con l'impianto IJS-E può essere sottoposta a scansione in sicurezza nelle seguenti condizioni. Il mancato rispetto di queste condizioni può causare lesioni.

Nome del dispositivo	Impianti di IJS-E
Intensità del campo magnetico statico (B0)	1,5T o 3,0T
Gradiente massimo del campo spaziale	30 T/m (3.000 gauss/cm)
Eccitazione RF	Polarizzato circolarmente (CP)
Tipo di bobina di trasmissione RF	Non ci sono restrizioni sulla bobina di trasmissione
Modalità operativa	Modalità di funzionamento normale
SAR massimo per il corpo intero	2 W/kg (modo di funzionamento normale)
SAR massimo della testa	3,2 W/kg (modo di funzionamento normale)
Durata della scansione	SAR medio di 2 W/kg per tutto il corpo durante 60 minuti di RF continua (una sequenza o serie/esplorazione consecutive senza interruzioni)

Artefatto dell'immagine RM	La presenza di questo impianto può produrre un artefatto d'immagine.
----------------------------	----------------------------------------------------------------------

Modalità d'uso

Il sistema IJS-E deve essere utilizzato esclusivamente da chirurghi che hanno esperienza con il suo utilizzo. Ogni chirurgo deve valutare l'opportunità dell'impiego del sistema IJS-E durante le procedure di stabilizzazione dell'articolazione del gomito, in base alla propria esperienza con il sistema IJS-E.

Fare riferimento alla Guida alla tecnica chirurgica IJS-E per studiare l'approccio chirurgico per l'instabilità dell'articolazione del gomito, secondo le indicazioni del dr. Jorge L. Orbay del *Miami Hand & Upper Extremity Institute* con sede a Miami, Florida, USA.

Pulizia

Di seguito sono riportate le istruzioni consigliate per la pulizia manuale. Altri metodi di pulizia dovranno essere convalidati dall'operatore.

Pulizia dell'impianto

Per ottenere la sterilizzazione, il sistema IJS-E deve essere pulito a fondo. Il trattamento inizia presso il punto di utilizzo. Per evitare l'essiccazione dello sporco e di altri contaminanti, pulire il sangue e i detriti e rimuovere lo sporco grossolano dagli strumenti durante la procedura. Le placche, le viti o i componenti associati impiantati non devono mai essere riutilizzati. Qualsiasi impianto che non sia stato utilizzato, ma che si sia sporcato, deve essere pulito.

Avvertenze e precauzioni

- Qualsiasi impianto contaminato da sangue, tessuto e/o fluidi/materiali corporei deve essere trattato secondo il protocollo della struttura sanitaria.
- Non utilizzare un impianto se la superficie è stata danneggiata. Gli impianti danneggiati devono essere eliminati.
- Gli operatori devono indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati.
- Gli operatori devono essere personale qualificato e con comprovata competenza e formazione certificata. Tale formazione deve comprendere la conoscenza delle più recenti linee guida e norme in materia, oltre ai protocolli in vigore presso la struttura sanitaria.

Pulizia dello strumentario

Lo strumentario del sistema IJS-E deve essere pulito a fondo per ottenerne la sterilizzazione prima del riutilizzo.

⚠ Avvertenze e precauzioni

- Gli strumenti e gli accessori del sistema IJS-E devono essere decontaminati subito dopo il completamento della procedura chirurgica. Non lasciare asciugare gli strumenti contaminati prima di sottoporli alla pulizia/al ricondizionamento. Rimuovere il sangue o altri residui in eccesso prima che si asciugano sulle superfici.
- La pulizia degli strumenti va affidata esclusivamente a personale qualificato e con comprovata competenza e formazione certificata. Tale formazione deve comprendere la conoscenza delle più recenti linee guida e norme in materia, oltre ai protocolli in vigore presso la struttura sanitaria.
- Evitare l'uso di spazzolini con setole in metallo o panni abrasivi per la pulizia.
- Sciacquare gli strumenti per evitare che rimangano residui di detergente.
- Non applicare sugli strumenti lubrificanti a base di silicone o olio minerale.
- Per la pulizia degli strumenti si consiglia l'impiego di detersivi e agenti enzimatici a pH neutro. È importante neutralizzare ed eliminare i residui di detersivi alcalini mediante un accurato risciacquo.
- Prima della sterilizzazione, ispezionare gli strumenti per verificare la pulizia delle superfici, dei punti di giunzione e dei lumi, il corretto funzionamento e la presenza di segni di usura.

Istruzioni per la pulizia

La pulizia deve iniziare nel luogo di utilizzo, prima del ricondizionamento. Mantenere gli strumenti umidi dopo l'uso, per evitare che i residui si asciughino sulle superfici. La procedura di pulizia è stata convalidata con un detergente enzimatico (Enzol).

Sciacquare accuratamente i componenti sotto acqua corrente fredda. Durante il risciacquo, utilizzare una spazzola a setole morbide per allentare e rimuovere quanto più sporco possibile dai componenti.

Immergere i componenti in un detergente enzimatico neutro per almeno dieci (10) minuti. I componenti devono essere completamente immersi nell'apparecchio. Seguire le istruzioni del produttore del detergente per la preparazione del detergente e il tempo di esposizione.

Sciacquare accuratamente i componenti con acqua fredda. Durante il risciacquo, utilizzare spazzole a setole morbide, pipette o un getto d'acqua per pulire lumi, fori e altre parti problematiche.

Strofinare manualmente accuratamente i componenti con un detergente enzimatico a pH neutro appena preparato, pulito, utilizzando spazzole o pipette a setole morbide. Tutti i lumi, i fori, i componenti incernierati, le superfici di accoppiamento, le fessure e i componenti difficili devono essere accuratamente puliti.

Azionare tutte le funzioni mobili ed esporre tutte le aree al detergente e allo spazzolino o alla pipetta.

Sciacquare accuratamente i componenti con acqua deionizzata o purificata; utilizzando pipette o un getto d'acqua per pulire lumi, fori e altre caratteristiche difficili da raggiungere o impegnative. Azionare tutte le funzioni mobili per irrigare completamente tutte le aree.

Dopo la pulizia, ispezionare visivamente i componenti per verificare l'eventuale presenza di sporco. Se viene rilevata sporcizia visibile, ripetere la procedura di pulizia finché sui componenti non rimane più alcuna sporcizia visibile.

Eseguire un risciacquo finale dei componenti utilizzando acqua RO/DI.

8. Asciugare i componenti puliti utilizzando aria compressa o un panno morbido, pulito e privo di lanugine.

Sterilizzazione

Il sistema IJS-E di Skeletal Dynamics non viene fornito sterile. Questo sistema deve essere sottoposto a sterilizzazione a vapore presso la struttura sanitaria di riferimento.

1. Inserire tutti i componenti e gli accessori nelle rispettive zone del vassoio di sterilizzazione.
2. La sterilizzazione a vapore può essere eseguita utilizzando il ciclo riportato di seguito:

Tipo di ciclo	Temperatura	Durata	Tempo di asciugatura
Autoclave pre-vuoto	132 °C (270 °F)	4 minuti (avvolti)	40 minuti
Autoclave pre-vuoto	134 °C (273 °F)	3 minuti (avvolti)	40 minuti

- Seguire la norma ANSI/AAMI ST79:2006 - Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities (Guida completa alla sterilizzazione a vapore e all'accertamento della sterilità nelle strutture sanitarie).
- La sterilizzazione con ciclo flash è sconsigliata.
- È necessario l'uso di un involucro o contenitore di sterilizzazione approvato dalla FDA.
- Una successiva sterilizzazione degli strumenti deve essere eseguita nei vassoi forniti in dotazione. Per il riutilizzo e la sterilizzazione, gli strumenti devono essere disposti all'interno del sistema di vassoi secondo le modalità indicate dal fabbricante.

Manipolazione e conservazione

Quando non è utilizzato, il sistema IJS-E pulito e disinfettato va conservato all'interno del vassoio di sterilizzazione. Prima dell'uso, ispezionare la strumentazione per verificarne la funzionalità.

Esclusione della garanzia e limitazione dei rimedi

Skeletal Dynamics, Inc. declina qualsiasi garanzia, esplicita o implicita, inclusa qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico, in relazione ai prodotti descritti nella presente pubblicazione. In nessun caso Skeletal Dynamics, Inc. sarà responsabile di danni diretti, accidentali o consequenziali, salvo quanto espressamente previsto dalle specifiche disposizioni di legge. Nessun soggetto è autorizzato a vincolare Skeletal Dynamics, Inc. a dichiarazioni o garanzie di sorta, salvo quanto specificamente indicato nella presente pubblicazione. Le descrizioni o le specifiche fornite da Skeletal Dynamics, Inc. in qualsiasi pubblicazione sono incluse esclusivamente allo scopo di rappresentare in linea di massima il prodotto in sede di produzione e non costituiscono garanzie esplicite.

Informazioni per l'ordinazione del sistema per gomito IJS™: IJS-ELB-SYS

N. di catalogo	Nomenclatura
Impianti	
IJS-ELB-BPA	Gruppo placca base IJS-E, Ti
IJS-PUP-BPA	Gruppo placca base IJS-E, placca per ulna prossimale
IJS-EAP-25300	IJS-E, perno d'asse 2,5 mm x 30 mm, CoCr
IJS-EAP-25350	IJS-E, perno d'asse 2,5 mm x 35 mm, CoCr
IJS-EAP-25400	IJS-E, perno d'asse 2,5 mm x 40 mm, CoCr
IJS-EAP-25450	IJS-E, perno d'asse 2,5 mm x 45 mm, CoCr
IJS-EAP-25500	IJS-E, perno d'asse 2,5 mm x 50 mm, CoCr
IJS-EAP-25550	IJS-E, perno d'asse 2,5 mm x 55 mm, CoCr
IJS-EAP-25600	IJS-E, perno d'asse 2,5 mm x 60 mm, CoCr
IJS-EAP-25650	IJS-E, perno d'asse 2,5 mm x 65 mm, CoCr
IJS-EAP-25700	IJS-E, perno d'asse 2,5 mm x 70 mm, CoCr
IJS-PUP-SCRW	N. 4-40 Viti
Viti di compressione	
PANL-35160-TS	Vite poliassiale non bloccante, 3,5 mm x 16 mm, Ti
PANL-35180-TS	Vite poliassiale non bloccante, 3,5 mm x 18 mm, Ti
PANL-35200-TS	Vite poliassiale non bloccante, 3,5 mm x 20 mm, Ti
PANL-35220-TS	Vite poliassiale non bloccante, 3,5 mm x 22 mm, Ti
PANL-35240-TS	Vite poliassiale non bloccante, 3,5 mm x 24 mm, Ti
PANL-35260-TS	Vite poliassiale non bloccante, 3,5 mm x 26 mm, Ti
PANL-35280-TS	Vite poliassiale non bloccante, 3,5 mm x 28 mm, Ti
PANL-35300-TS	Vite poliassiale non bloccante, 3,5 mm x 30 mm, Ti
PANL-35320-TS	Vite poliassiale non bloccante, 3,5 mm x 32 mm, Ti
PANL-35340-TS	Vite poliassiale non bloccante, 3,5 mm x 34 mm, Ti
PANL-35360-TS	Vite poliassiale non bloccante, 3,5 mm x 36 mm, Ti
PANL-35380-TS	Vite poliassiale non bloccante, 3,5 mm x 38 mm, Ti
PANL-35400-TS	Vite poliassiale non bloccante, 3,5 mm x 40 mm, Ti
PANL-35420-TS	Vite poliassiale non bloccante, 3,5 mm x 42 mm, Ti
PANL-35440-TS	Vite poliassiale non bloccante, 3,5 mm x 44 mm, Ti
Strumentazione del sistema	
IJS-EAG-KWG	Guida per filo di Kirschner IJS-E, guide per asse, 1,5 mm
IJS-EDG-OKW	Calibro di profondità IJS-E, su filo di Kirschner
IJS-CDC-2770	Punta da trapano IJS-E, taglio distale cannulato, 2,7 mm x 70 mm
IJS-EAG-LAS	Guida per asse IJS-E, approccio laterale, SM
IJS-EAG-LAM	Guida per asse IJS-E, approccio laterale MD
IJS-EAG-LAL	Guida per asse IJS-E, approccio laterale LG
PRT-BND-PLR	Pinze piegaplacche PROTEAN
Strumentario generale	
DPGA-MDS-050	Calibro di profondità, med. standard, 50 mm
KWIR-DES-15127	Filo di Kirschner, 1,5 mm x 127 mm (filo guida)
DRLL-SSC-25080	Punta da trapano, taglio laterale pieno, 2,5 mm x 80 mm
DRVR-UQC-T10	Avvitatore universale, innesto rapido, T-10
HNDL-UQC-FXD	Impugnatura, innesto rapido universale, fissa
Vassoi di sterilizzazione	
IJS-ELB-CMTI	Modulo contenitore e vassoio interno IJS-E
IJS-ELB-TRAY	IJS - Vassoio per sterilizzazione formato DIN 1/2, con coperchio



Skeletal Dynamics, Inc.

Centro Assistenza Clienti:

7300 N. Kendall Dr. / Suite 800

Miami, FL 33156 1-877-753-5396



Emergo Europe

Westervoortsedijk 60,

6827 AT Arnhem

Paesi Bassi



2797





IJS-ELBOW™

Elbow Stabilization System Inventory Control Sheet

Internal Joint Stabilizer Base Plate¹	
IJS-E Base Plate Assembly IJS-ELB-BPA (01)00841506104904 <div style="text-align: right;">  <small>(01) 00841506104904</small> </div>	IJS-E Base Plate Assembly, Proximal Ulna Plate IJS-PUP-BPA (01)00841506109107 <div style="text-align: right;">  <small>(01) 00841506109107</small> </div>
Polyaxial Non-Locking Screw (Ti)¹	
Screw, Polyaxial Non-Locking, 3.5mm x 16mm, Ti PANL-35160-TS (01)00841506102856 <div style="text-align: right;">  <small>(01) 00841506102856</small> </div>	Screw, Polyaxial Non-Locking, 3.5mm x 32mm, Ti PANL-35320-TS (01)00841506104232 <div style="text-align: right;">  <small>(01) 00841506104232</small> </div>
Screw, Polyaxial Non-Locking, 3.5mm x 18mm, Ti PANL-35180-TS (01)00841506102863 <div style="text-align: right;">  <small>(01) 00841506102863</small> </div>	Screw, Polyaxial Non-Locking, 3.5mm x 34mm, Ti PANL-35340-TS (01)00841506104249 <div style="text-align: right;">  <small>(01) 00841506104249</small> </div>
Screw, Polyaxial Non-Locking, 3.5mm x 20mm, Ti PANL-35200-TS (01)00841506104171 <div style="text-align: right;">  <small>(01) 00841506104171</small> </div>	Screw, Polyaxial Non-Locking, 3.5mm x 36mm, Ti PANL-35360-TS (01)00841506104256 <div style="text-align: right;">  <small>(01) 00841506104256</small> </div>
Screw, Polyaxial Non-Locking, 3.5mm x 22mm, Ti PANL-35220-TS (01)00841506104188 <div style="text-align: right;">  <small>(01) 00841506104188</small> </div>	Screw, Polyaxial Non-Locking, 3.5mm x 38mm, Ti PANL-35380-TS (01)00841506104263 <div style="text-align: right;">  <small>(01) 00841506104263</small> </div>
Screw, Polyaxial Non-Locking, 3.5mm x 24mm, Ti PANL-35240-TS (01)00841506104195 <div style="text-align: right;">  <small>(01) 00841506104195</small> </div>	Screw, Polyaxial Non-Locking, 3.5mm x 40mm, Ti PANL-35400-TS (01)00841506104270 <div style="text-align: right;">  <small>(01) 00841506104270</small> </div>
Screw, Polyaxial Non-Locking, 3.5mm x 26mm, Ti PANL-35260-TS (01)00841506104201 <div style="text-align: right;">  <small>(01) 00841506104201</small> </div>	Screw, Polyaxial Non-Locking, 3.5mm x 42mm, Ti PANL-35420-TS (01)00841506104287 <div style="text-align: right;">  <small>(01) 00841506104287</small> </div>
Screw, Polyaxial Non-Locking, 3.5mm x 28mm, Ti PANL-35280-TS (01)00841506104218 <div style="text-align: right;">  <small>(01) 00841506104218</small> </div>	Screw, Polyaxial Non-Locking, 3.5mm x 44mm, Ti PANL-35440-TS (01)00841506104294 <div style="text-align: right;">  <small>(01) 00841506104294</small> </div>
Screw, Polyaxial Non-Locking, 3.5mm x 30mm, Ti PANL-35300-TS (01)00841506104225 <div style="text-align: right;">  <small>(01) 00841506104225</small> </div>	
IJS-E Axis Pin¹ and Screw	
IJS-E Axis Pin 2.5mm x 30mm IJS-EAP-25300 (01)00841506105062 <div style="text-align: right;">  <small>(01) 00841506105062</small> </div>	IJS-E Axis Pin 2.5mm x 55mm IJS-EAP-25550 (01)00841506105116 <div style="text-align: right;">  <small>(01) 00841506105116</small> </div>
IJS-E Axis Pin 2.5mm x 35mm IJS-EAP-25350 (01)00841506105079 <div style="text-align: right;">  <small>(01) 00841506105079</small> </div>	IJS-E Axis Pin 2.5mm x 60mm IJS-EAP-25600 (01)00841506105123 <div style="text-align: right;">  <small>(01) 00841506105123</small> </div>

<p>IJS-E Axis Pin 2.5mm x 40mm IJS-EAP-25400 (01)00841506105086</p>  <p>(01) 00841506105086</p>	<p>IJS-E Axis Pin 2.5mm x 65mm IJS-EAP-25650 (01)00841506105130</p>  <p>(01) 00841506105130</p>
<p>IJS-E Axis Pin 2.5mm x 45mm IJS-EAP-25450 (01)00841506105093</p>  <p>(01) 00841506105093</p>	<p>IJS-E Axis Pin 2.5mm x 70mm IJS-EAP-25700 (01)00841506105147</p>  <p>(01) 00841506105147</p>
<p>IJS-E Axis Pin 2.5mm x 50mm IJS-EAP-25500 (01)00841506105109</p>  <p>(01) 00841506105109</p>	<p>IJS-PUP-SCRW #4-40 Screws (01)00841506107226</p>  <p>(01) 00841506107226</p>
<p>Single Use (Disposable) Instruments¹</p>	
<p>K-Wire Standard Tip, 1.5mm x 127mm KWIR-STD-15127 (01)00841506102504</p>  <p>(01) 00841506102504</p>	

1 **CE**
2797

2 **CE**